



19/04/2018

OFFRE D'EMPLOI

L'EFS Bourgogne Franche-Comté recherche **pour son site de Besançon**

Un(e) Technicien(ne) de laboratoire (H/F) – Service HLA

Mission intérim à temps plein

Missions :

- ✓ Vérifie la conformité du prélèvement et de la demande et s'assure de sa pertinence et éventuellement modifie la prescription en accord avec le responsable de service et le prescripteur (revue des demandes dans Le SIL)
- ✓ Met en œuvre les diverses analyses du laboratoire dans le respect des bonnes pratiques, des procédures et des règles d'hygiène et de sécurité
- ✓ Est responsable de la qualité des résultats rendus dans le respect des délais.
- ✓ Détecte les dérives dans les résultats en assurant un contrôle de qualité interne et externe et propose des améliorations et des actions correctives.
- ✓ Participe au maintien de la qualité au laboratoire : déclare ou signale les non-conformités ou anomalies relevées au laboratoire, prend les mesures nécessaires en cas d'anomalie et de non-conformité
- ✓ Est responsable du matériel et de son entretien
- ✓ Participe à la gestion des stocks de réactifs et consommables et des approvisionnements (surveillance, alerte...).

Compétences requises :

- ✓ Connaissance des bases de la biologie moléculaire
- ✓ Expérience professionnelle de techniques de typage par biologie moléculaire basées sur la PCR
- ✓ Compétences informatiques : Word – Excel – Outlook
- ✓ Esprit d'équipe
- ✓ Esprit d'initiative
- ✓ Force de proposition
- ✓ Rigueur
- ✓ Autonomie au poste de travail

Formation demandée :

- ✓ BTS ou DUT Analyses Biologiques obligatoires

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) à : Julie DECORBEZ, julie.decorbez@efs.sante.fr